

EXTERIOR EXTERIOR

1 Velcro identifier to differentiate the content of the pockets. 2 Ring for air transportation. 3 Washer to stract the oxygen tube inside the pocket. 1 Identificador de velcro para diferenciar el contenido del bolsillo. 2 Anilla para descensos en transporte aéreo. 3 Arandela de extracción del tubo de oxígeno en el interior del bolsillo.



EB02.011
Green Colour.
Color Verde.



- 4 Concealed backpack straps.
- 5 Adjustable rings.
- 6 Hidden waist belt.
- 4 Tirantes de mochila ocultos.
- 5 Anillas de ajuste.
- 6 Riñonera oculta.



EB02.010
Red Colour.
Color Rojo.

MEDGUARD

Professional Healthcare Supplies



Medguard

Professional Healthcare Supplies

Tel: +353 (01) 835 2411 Email: service@medguard.ie

Fax: +353 (01) 835 2461 Web: www.medguard.ie

MAIN COMPARTMENT

- 1** Guedel airway tubing, inhaler, insulin pen (various consumables).
- 2** Selection of bandages, Packets of gauze and various wound dressing materials. **3** Diagnostic material: phonendoscope, thermometer, tensiometer, probes and drains. **4** Oxygen bottle held with velcro strap.
- 5** **SURGICAL.** Pliers, scalpel, scissors, forceps. Intravenous tubing, hypodermic needs. Basic sterile instruments. Endotracheal tubes. Forceps for foreign bodies.
- 6** **PEDIATRIC.** Gloves. Child's mask. Glucometer. Sterile pads and gauze Neonatal Guedel tubing. Syringes. Sticking plaster. Scalpel blades, Stop watch.
- 7** **CIRCULATORY.** Catheters. Needles, Syringes, Drip equipment (microdrip). Three-way valves. Elastic venous compressors. Gauze and sterile plasters. Sticking plaster. Suture materials.
- 8** Secretions suction device.
- 9** **RESPIRATORY.** Orophangeal tubes. Laryngoscope. Spare batteries and bulbs. Masks. Endotracheal tubes. Semi-rigid clamps. Water soluble lubricant. Kocher and Magill forceps. Syringes. Tube fixation material (sticking plaster, gauze bandage). Aspiration catheters. Nasogastric probes, tongue spatula.
- 10** **MULTIPURPOSE.** Determinated by the user.
- 11** Ampoules and medication bottles.
- 12** Resuscitation device, mask and ambu.

**COMPARTIMENTO PRINCIPAL**

- 1** Tubos de Guedel, inhalador, bolígrafo de insulina (consumibles diversos). **2** Vendajes varios, sobres de gasas y material diverso para realizar curas. **3** Material de diagnóstico: fonendoscopio, termómetro, tensiómetro, sondas y drenajes. **4** Botella de oxígeno sujeta con cinta de velcro.
- 5** **QUIRÚRGICO** Alicates, bisturí, tijeras, pinzas. Catéteres endovenosos. Aguja hipodérmica. Instrumental estéril básico. Sondas endotraqueales. Fórceps para cuerpo extraño.
- 6** **PEDIÁTRICO.** Guantes. Mascarilla infantil. Glucómetro. Paños y gasas estériles. Tubos de Guedel neonatales. Jeringas. Esparadrapos. Hojas de bisturí. Reloj con segundero.
- 7** **CIRCULATORIO.** Catéteres. Aguja. Jeringas. Equipo para gotero (microgotero). Llaves de paso de tres vías. Compresores venosos elásticos. Gasas y apósitos estériles. Esparadrapo. Material de sutura.
- 8** Aspirador de secreciones.
- 9** **RESPIRATORIO.** Cánulas orofaríngeas. Laringoscopio. Pilas y bombillas de repuesto. Mascarillas. Tubos endotraqueales. Fiadores semirrígidos. Lubricante hidrosoluble. Pinzas de Kocher y Magill. Jeringas. Fijación del tubo (esparadrapo, venda de gasa). Sondas de aspiración. Sondas nasogástricas, abre bocas helicoidal.
- 10** **MULTIPROPÓSITO.** A determinar por el usuario.
- 11** Ampollas y frascos.
- 12** Resucitador manual, mascarillas y ambu.